

BARRIER® EasyWarm®

Aktivt självvärmande filt för engångsbruk



Barrier® EasyWarm® filten uppnår en genomsnittlig arbetstemperatur på ca. 40°C inom 30 minuter, och bibehåller den i upp till 10 timmar.

- Används före, under och efter operation för att effektivt förebygga hypotermi
- Filten börjar värmas omedelbart efter avlägsnande från förpackningen
- Fungerar utan extra utrustning eller anslutning till ström

Bruksanvisning



1. Riv upp förpackningen med hjälp av den förklippta fliken i övre vänstra hörnet. Ta ur filten ur förpackningen för att exponera BARRIER® EasyWarm® för luft och därmed starta uppvärmningen.



2. Öppna och vik ut BARRIER EasyWarm helt, filten får inte vikas dubbel. När filten exponeras för luft uppnår den en genomsnittlig arbetstemperatur på ca. 40°C inom 30 minuter, och bibehåller den i upp till 10 timmar.



3. Placera BARRIER EasyWarm med värmekuddarna uppåt. Ingen extra vikt bör läggas ovanpå värmekuddarna.



4. Under pre- och postoperativa-perioden och vid kirurgiska ingrepp på hand, armar och huvud, placeras BARRIER EasyWarm över hela kroppen.



5. Vid nedre bukkirurgi eller ingrepp i nedre extremiteter kan BARRIER EasyWarm appliceras över de övre extremiteterna och bröstet, med filtens utskärning vid huvudnivå.



6. Vid övre bukkirurgi kan BARRIER EasyWarm placeras över de nedre extremiteterna.

Genrell information

- Används endast under överinseende av sjukvårdspersonal.
- Värmekuddarna ska peka uppåt. Lägg inte filten dubbelt.
- Undvik att lägga till extra vikt (inklusive medicinska instrument) eller tryck på filten. Sövd patientens händer, armar och ben skall inte placeras ovanpå filten.
- Regelbundet övervaka hudreaktioner enligt klinisk praxis.
- Endast för vuxna patienter.

Ansvarsfriskrivning

- Filten ska inte användas till patienter med svår perifer cirkulation (inklusive huden).
- Filten får inte användas i en syrerik miljö, t.ex. får filten inte användas vid syrebehandling i tryckkammare och värmekuddarna får inte komma i kontakt med syrebaserad behandling eller apparat.
- Värmekuddarna är magnetiska och ej genomlysningbara. Filten måste tas bort innan du tar bilder med MR- eller röntgenutrustning för att undvika störning av andra medicinska apparater.

BARRIER® EasyWarm® aktivt självvärmande filt

Art. nr.	Produkt	Material	Förpackning	TRP
629900	12 luftaktiverade värmedyner (13 cm x 10 cm) integreras i fickorna på det övre lagret. Filtens storlek är 152 cm x 92 cm.	Flera lager SMMMS (polypropen). De olika lagren och fickorna sys med polyester / bomullstråd. Värmedynerna är tillverkade av luftgenomsläppliga påsar som innehåller aktivt kol, lera, salt och järnpulver.	Vakuumförpackade i en lufttät polymerpåse. Påsarna (10 st.) är förpackad i en transport kartong med bubbelplast.	10 st

Läs mer på www.molnlycke.se

Molnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Telefon 031-722 30 00. info.se@molnlycke.com
Namnen Molnlycke Health Care, BARRIER® och EasyWarm® samt deras respektive logotyper är globalt registrerade och tillhör något av företagen inom Molnlycke Health Care-koncernen. ©2018 Molnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna.
SESU0391803