




Contour[®]

System för
Blodsockerkontroll

XT



Bruksanvisning




Avsedd användning

CONTOUR®XT-systemet för blodsockerkontroll från Bayer (mätare, teststickor och kontrollösning) är avsett för självtestning av personer med diabetes och för sjukvårdspersonal för att kontrollera blodsockerkoncentrationer i färskt kapillärt helblod taget från fingerspetsen, arteriellt och venöst helblod eller neonatalblod. Det är avsett för kvantitativ mätning av glukos i helblod från 0,6 mmol/L till 33,3 mmol/L.

Den är endast avsedd för *in vitro* diagnostisk användning.

CONTOUR XT-systemet för blodsockerkontroll kan användas som ett hjälpmedel för att kontrollera effekten av en persons individuella program för blodsockerkontroll. CONTOUR XT-systemet för blodsockerkontroll är inte avsett för diagnos eller screening av diabetes mellitus.

Säkerhetsinformation

-  Läs bruksanvisningen för CONTOUR XT, insticksbladet till blodprovstagaren och allt instruktionsmaterial som medföljer i din mätarenhet innan du påbörjar testning. Följ alla anvisningar för handhavande och underhåll exakt som de beskrivs för att undvika felaktiga resultat.
- Tvätta och torka händerna innan du testar.
- Förbrukade teststickor och lansetter kan utgöra en biologisk risk och ska hanteras som medicinskt avfall.



Varning: Möjlig biologisk risk

Sjukvårdspersonal eller personer som använder systemet på flera patienter bör följa den egna vårdinrättningens procedurer för infektionskontroll. Alla produkter eller föremål som kommer i kontakt med mänskligt blod ska hanteras som om de kan överföra virussjukdomar, även efter rengöring. Användaren ska följa rekommendationerna för att förhindra blodburna överförbara smittor i vårdmiljöer i enlighet med rekommendationerna för potentiellt smittförande humanprov.¹ För fullständiga rengöringsinstruktioner, se sidan 13.

- Blodprovstagaren från Bayer är inte lämplig för användning av sjukvårdspersonal. Den får inte användas på mer än en person på grund av infektionsrisken.

Innehållsförteckning

Översikt av mätaren	2
Mätarens funktioner	4
Säkerhetsinformation	5

Förberedelse för test	7
Tagning av blodprov och test	9
Test av blodet	10
Rengöring av mätaren	13
Test med kontrollösning	14


Ställa in tid, datum och ljud	18
Ställa in grundläggande (L-1) och avancerat (L-2) läge	21
Personliga inställningar av HI, LO och påminnelser	22
Använda markerings- och påminnelsefunktionerna	23
Överföra resultaten till dator	27
Visa resultat: Grundläge	28
Visa resultat: Avancerat läge	30

Felkoder och symboler	32
Byte av batterier	35
Skötsel av mätaren	37
Symtom på högt eller lågt blodsocker	38
Systemspecifikationer	39
Serviceinformation	44
Garanti	45
Reservdelar	47

CONTOUR®XT mätare



CONTOUR®NEXT teststicka



Mätarens display

Bilden nedan visar alla symboler som syns på mätarens display. Om du vill visa alla symboler med mätaren avslagen, trycker du och håller ned ▲ eller ▼. Alla displayens symboler visas under 10 sekunder. Om du vill se displayen i mer än 10 sekunder trycker och håller du ned ▲ eller ▼ igen.

Det är viktigt att kontrollera att 8.8.8 visas helt när alla andra tecken visas. Om det saknas några delar kan du se avsnittet felkoder och symboler (sidorna 32 - 34). Det här kan påverka hur resultatet visas.

 Området längst upp på displayen visar datum och tid.	 Visar att ljudet är påslaget.	AM eller PM kommer att visas om mätaren är inställd på 12-timmarsklocka.
 Markering av ett resultat före måltid.		 Batterinivån är låg och batterierna måste bytas – detta visas tills batterierna har bytts ut.
 Markering av ett resultat efter måltid.	 Mittenområdet på mätaren som antingen visar testresultatet eller felkoder.	d.m/d Dag-/månadsformat.
 Identifierar en dagboksanteckning.	 Mätaren är klar att starta ett test.	mmgl 7dL Resultaten visas i mmol/L eller mg/dL. 7:an kommer upp när du visar 7-dagars-sammanfattningen av HI-LO.
 Visar att en påminnelse har sparats.	 Resultatmarkering för kontrollösning.	A Visar genomsnitt.

Tack för att du har valt blodsockermätaren **CONTOUR®XT!** Vi är stolta över att få hjälpa dig med att sköta din diabetes.

Mätarens funktioner

Lätt: CONTOUR XT blodsockermätare handlar om enkelhet. Du kommer att märka hur enkel mätaren är att använda första gången du ser den.

Automatisk: CONTOUR XT-mätaren är framtagen med Ingen Kodning-teknik för att kodas automatiskt varje gång du sätter i en teststicka. Den kommer till och med att tala om när en teststicka inte är tillräckligt fylld.



Programmerad: För att underlätta för dig har CONTOUR XT-mätaren förinställts med standardtid och -datum.

- Mätaren är förinställd och låst så att resultaten visas i mmol/L (millimol blodsocker per liter). I vissa länder är mätarna förinställda till att visa enheter i mg/dL (milligram blodsocker per deciliter).
- Resultat i mmol/L har alltid en decimalpunkt.
- Resultat i mg/dL har aldrig en decimalpunkt.

Exempel: $5.3 \frac{\text{mmol}}{\text{L}}$ eller $96 \frac{\text{mg}}{\text{dL}}$

Kontrollera din display för att säkerställa att resultaten visas i mmol/L. Om de inte gör det, kontakta Bayer Diabetes Care kundsupport. Se längst bak för kontaktinformation.

Anpassningsbar: CONTOUR XT-mätaren gör det möjligt för dig att göra personliga inställningar för vissa funktioner. Se sidorna 21 – 27 för mer information.

Säkerhetsinformation

- **Förvara alltid teststickorna i originalburken. Stäng burken omedelbart efter du har tagit ur en teststicka.** Burken är gjord för att hålla teststickorna torra. Om teststickorna exponeras för luftfuktighet om burken lämnas öppen eller om teststickorna inte förvaras i originalburken kan de skadas. Detta kan leda till felaktiga testresultat.
- **Tvätta och torka händerna noggrant innan du testar.**
- **⊗ Teststickorna är enbart för engångsbruk. Använd inte teststickor som verkar vara skadade eller använda.**
- **Teststickan är gjord för att enkelt suga in blodet in i provspetsen.** Droppa inte blod direkt på teststickans platta yta.
- **Tryck inte teststickan mot fingret när du testar.** Detta kan blockera provspetsen.
- **Låt mätaren och teststickan anpassas till temperaturen där du gör testet.** När mätaren flyttas från ett ställe till ett annat, ska du låta mätaren anpassas till temperaturen på det nya stället i ungefär 20 minuter innan du utför ett blodsockertest. Mätaren är gjord för att ge precisa resultat vid temperaturer mellan 5 °C och 45 °C.
- **Kontrollera utgångsdatumet på teststickorna och kontrollösningarna.** Det är viktigt att inte använda teststickorna eller kontrollösningarna om utgångsdatumet som står på flasketiketten har passerats. Använd inte kontrollösningen om det har gått sex månader sedan flaskan öppnades första gången. Det är praktiskt att anteckna det datum kontrollösningen ska kasseras (sex månader efter att flaskan öppnats) på kontrollösningens etikett.



Säkerhetsinformation

- **Ha allt material du behöver redo innan du påbörjar testningen.** Detta innefattar din CONTOUR®XT-mätare, CONTOUR®NEXT teststickor, blodprovstagaren samt lansetter. Du behöver också CONTOUR®NEXT kontrollösning för att göra en kvalitetskontroll. CONTOUR NEXT kontrollösningar säljs separat.
- Kontrollera att inga delar saknas, är skadade eller trasiga. Om burken med teststickor är öppen inuti en ny kartong, ska stickorna inte användas. Kontakta Bayer Diabetes Care kundsupport för nya stickor. Se längst bak för kontaktinformation.
- Gör inte ett blodsockertest när CONTOUR XT-mätaren är ansluten till en extern enhet, t.ex. en dator.
- Använd bara godkänd utrustning från tillverkaren eller från en certifierad organisation som UL eller TUV.




- **Samtliga delar av denna sats betraktas som biologiskt riskmaterial och kan potentiellt sprida smittsamma sjukdomar, även efter rengöring. Se sidan 13.**
- **Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten före och efter mätning samt vid hantering av mätare, blodprovstagare eller teststickor.**

Följande steg visar den rätta ordningen för att genomföra ett blodsockertest, sidorna 7 – 12.

Förbereda teststickan


1. Tvätta och torka händerna noggrant innan du testar.
2. Ta ur en CONTOUR®NEXT teststicka ur burken.
3. Håll teststickan med den grå änden uppåt.
4. Sätt i den grå änden i stickporten på mätaren.



Mätaren sätts på. En bild av en teststicka med en blinkande bloddroppe  kommer att visas, vilket talar om att mätaren är klar för test.

Förbereda blodprovstagaren


Bilder på blodprovstagaren är endast för belysande exempel. Din blodprovstagare kan se annorlunda ut. Se blodprovtagens insticksblad för detaljerade instruktioner hur man förbereder blodprovstagaren.

- **Blodprovstagaren från Bayer är avsedd för självtestning av en enskild patient. Den får inte användas på mer än en person på grund av infektionsrisken.**
- **Kassera den använda lansetten som medicinskt avfall eller enligt råd från sjukvårdspersonal.**
- ** Återanvänd inte lansetter. Använd en ny lansett varje gång du utför ett test.**

1. Ta bort munstycket på blodprovstagaren. Håll munstyckets ändvred och snäpp varsamt av munstycket uppifrån och ned.



2. Lossa den runda skyddshatten på en lansett genom att vrida den ¼ varv, men ta inte bort den.



3. För in lansetten ordentligt i blodprovstagaren tills det tar stopp.



4. Vrid av den runda skyddshatten på lansetten. Spara den inför kasseringen av den använda lansetten.



5. Sätt tillbaka munstycket.




6. Vrid på munstyckets ändvred för att justera stickdjupet. Hur hårt du trycker på stickstället påverkar stickdjupet.




Tagning av blodprov och test


1. Tryck munstycket stadigt mot provtagningsstället och tryck på utlösarknappen.



2. Stryk handen och fingret mot provtagningsstället för att åstadkomma en bloddroppe. Tryck inte runt provtagningsstället.




3. Testa omedelbart efter att du har fått fram en lämplig bloddroppe.



4. För omedelbart teststickans **spets** till bloddroppen. Blodet sugs upp i teststickan genom spetsen.


Håll spetsen på teststickan i bloddroppen tills mätaren piper.

Tryck inte spetsen mot huden och försök inte placera blodet uppe på teststickan, då detta kan orsaka oprecisa resultat eller fel.

Om den första bloddroppen inte är tillräckligt stor kan mätaren pipa två gånger och visa en bild för ej tillräckligt fylld teststicka. 

Du har 20 sekunder på dig att applicera mer blod till samma teststicka. Om du inte kan få på tillräckligt med blod inom den tiden kommer en E2-felkod att visas. Kasta den förbrukade teststickan som medicinskt avfall och börja om med en ny teststicka.

5. Efter att du hör ett pip kommer att du se mätaren räkna ned 5 sekunder innan resultatet visas och sparas automatiskt i mätarens minne. Rör inte teststickan under nedräkningen eftersom det kan orsaka fel.




OBS: Du kan ställa in mätaren till att använda alternativ för måltidsmarkeringar. Se inställningar för avancerat läge (L-2) på sidorna 21 - 22. Om du vill markera ditt resultat måste du göra det innan du tar bort teststickan.

CONTOUR®XT mätare CONTOUR®NEXT teststickor



Test på fingertoppen

6. Stäng av mätaren genom att dra ur teststickan. Kasta teststickan som medicinskt avfall.



Testresultat

Förväntade värden

Blodsockervärden varierar beroende på födointag, medicindoser, hälsa, stress och aktivitet. Hos personer som inte har diabetes hålls glukoskoncentrationen i plasma inom ett relativt snävt intervall, ungefär 3,9 – 6,1 mmol/L vid fasta.² **Du bör diskutera med din diabetessköterska vilka värden du kan förvänta dig och sätta upp individuella mål.**



- Om blodsockervärdet är under 2,8 mmol/L, eller om du ser "L 0" (mindre än 0,6 mmol/L) på mätarens display ska du omedelbart följa råd från sjukvården.
- Om blodsockervärdet är över 13,9 mmol/L, eller om du ser "H 1" (mer än 33,3 mmol/L) på mätarens display ska du omedelbart kontakta sjukvården.
- Tala alltid med din diabetessköterska/motsv innan du ändrar medicineringen baserat på testresultaten från CONTOUR®XT.

Behöver du hjälp? Se omslagets baksida.
www.diabetes.bayer.se

Ta bort den använda lansetten

1. Använd inte dina fingrar för att ta bort lansetten från blodprovstagaren. Din blodprovstagare har en automatisk funktion för utskjutning av lansetten.



2. Se separata insticksblad för blodprovstagaren, levererad av Bayer, avseende instruktioner om automatisk utskjutning av lansetten.



- Kassera den använda lansetten som medicinskt avfall eller enligt råd från sjukvårdspersonal.
- ⓧ Återanvänd inte lansetter. Använd en ny lansett varje gång du utför ett test.

Rengöring av mätaren

Utsidan av CONTOUR®XT-mätaren kan rengöras med en fuktig (inte blöt) dammfri trasa med ett skonsamt rengöringsmedel eller desinficerande lösning, till exempel 1 del blekmedel blandat med 9 delar vatten. Torka med en dammfri trasa efter rengöring.



Se till att det inte rinner in något rengöringsmedel i eller runt knapparna, batterilocket eller stickporten. Om det gör det kan apparaten skadas.

Test med kontrollösning

Använd endast **CONTOUR®NEXT** kontrollösning med dina **CONTOUR®NEXT** teststickor.

Användning av någon annan kontrollösning kan ge felaktiga resultat.

Kvalitetskontroll

- Skaka flaskan med kontrollösning ordentligt, cirka 15 gånger före varje användning.
- Oblandad kontrollösning kan ge felaktiga resultat.



Du bör utföra ett kontrolltest:

- när du använder mätaren för första gången
- när du öppnar en ny burk med teststickor
- om du tror att mätaren inte fungerar ordentligt
- om du får upprepade avvikande blodsockerresultat

Normal, låg eller hög kontrollösning finns tillgänglig och säljs separat. Använd alltid CONTOUR NEXT kontrollösningar från Bayer. Andra fabrikat kan ge felaktiga resultat. Om du behöver hjälp med att få tag på CONTOUR NEXT kontrollösningar ska du kontakta Bayer Diabetes Cares kundsupport. Se längst bak för kontaktinformation.

1. Tvätta och torka händerna noggrant innan du testar.
2. Ta ur en teststicka ur burken och sätt på locket igen ordentligt.

OBS: Kontrollera utgångsdatumet på burken med teststickor och utgångs- och kasseringsdatumet på flaskan med kontrollösning. Använd inte material som har passerat utgångsdatum.

3. Håll teststickan med den grå änden uppåt.
4. Sätt i den grå änden i stickporten på mätaren.



Mätaren sätts på. En bild av en teststicka med en blinkande bloddroppe kommer att visas, vilket talar om att mätaren är klar för test.



5. Skaka flaskan med kontrollösning ordentligt, cirka 15 gånger före varje användning.
6. Avlägsna flaskans lock och använd ett mjukt papper för att torka bort all lösning runt flaskans spets innan dispensering av en droppe.



7. Tryck ut en liten droppe kontrollösning på en ren, ej absorberande yta.



Applicera inte kontrollösning på fingret eller teststickan direkt från flaskan.


8. För omedelbart teststickans **spets** till droppen med kontrollösning.
9. **Håll spetsen i droppen tills mätaren piper.**

Behöver du hjälp? Se omslagets baksida.
www.diabetes.bayer.se

Mätaren kommer att räkna ned 5 sekunder tills testet är klart och kontrolltestresultatet visas.



Mätaren känner omedelbart igen och ✓ markerar kontrollresultatet åt dig.



OBS: ✓ *visar inte att kontrolltestet ligger inom det angivna intervallet. Det markerar bara att det är ett kontrollösningstest. Det kommer inte att tas med i dina genomsnitt.*

10. Jämför ditt kontrolltestresultat med intervallen som står på burken eller kartongen med CONTOUR®NEXT teststickor.




Om ditt resultat inte faller inom det listade intervallet som står på burken eller kartongen, kanske det föreligger ett problem med teststickorna, mätaren eller din testteknik.

Om ditt kontrolltestresultat ligger utanför intervallet, ska du inte använda CONTOUR®XT-mätaren för blodsockermätning innan du har löst problemet. Se "Åtgärd" på sidan 34.

Stäng av mätaren genom att dra ur teststickan. Kasta teststickan som medicinskt avfall.

Resultatet kommer att markeras ✓ automatiskt och lagras i mätarens minne. Kontrollresultaten kommer inte att tas med i blodsockergenomsnittet eller i 7-dagarssammanfattningen av höga och låga värden.



VIKTIGT: För att se till att testresultaten för blodsocker och kontrollösningar blir precisa ska du endast använda CONTOUR®NEXT kontrollösning.

Behöver du hjälp? Se omslagets baksida.
www.diabetes.bayer.se

Ställa in tid, datum och ljud

Du kan ställa in datum, tid och ljud på CONTOUR®XT-mätaren som du vill ha dem.

- Du kan visa 12- eller 24-timmarsformat
- månad/dag eller dag.månad, och
- ställa in mätaren till att pipa eller inte.

För att komma till inställningsläget när mätaren är avslagen trycker du på **M** i 3 sekunder. En full display kommer att visas kort och sedan kommer några siffror att blinka längst upp i vänstra hörnet.

Ställa in tid

När **24H** blinkar på displayen trycker du **▲** eller **▼** för att välja 12H (med AM och PM) eller 24H-klocka.

Tryck på **M** för att spara inställningen.

Siffran för **timme** kommer nu att blinka. Tryck på **▲** eller **▼** tills du kommer till aktuell timme.




Tryck på **M** för att spara inställningen.

Minut kommer nu att blinka. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja aktuell minut.

Tryck på **M** för att spara inställningen.

Om du har valt 12-timmarsformat kommer **AM** eller **PM** att blinka. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja AM eller PM.


Tryck på **M** för att spara inställningen.



Ställa in format för månad och dag

d.m kommer att blinka på displayen. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja det format du vill använda (m/d för månad/dag eller d.m för dag.månad).

Tryck på **M** för att spara inställningen.



Ställa in datum

År kommer att blinka. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja aktuellt år.




Tryck på **M** för att spara inställningen.

Månad kommer nu att blinka. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja månad.

Tryck på **M** för att spara inställningen.

Dag kommer nu att blinka. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja dag.

Tryck på **M** för att spara inställningen.



Ställa in ljud

Den blinkande ringklockan kommer nu att visas på displayen med ordet **On**.

Med det här alternativet väljer du om du vill höra pipljudet under test.



För att stänga av ljudet under test trycker du **▲** eller **▼** för att visa **OFF**.

Tryck på **M** för att spara inställningen.



Efter att du har sparat inställningarna för ljud kommer **L-1** att blinka. Tryck på **M** för att behålla mätaren i grundläge. För att ändra till avancerat läge trycker du **▲** eller **▼** för att ändra till **L-2** och trycker **M** för att spara inställningen.





Om du använder grundläge (L-1 syns på displayen) har du gjort klart inställningarna för mätaren.



Ställa in grundläggande (L-1) och avancerat (L-2) läge

Din nya CONTOUR®XT-mätare är förinställd på grundläge och har samma enkla testförfarande i antingen grundläggande eller avancerat läge.

GRUNDLÄGE (L-1)	AVANCERAT LÄGE (L-2)
<ul style="list-style-type: none"> 7-dagarssammanfattning av HI-LO (höga och låga värden) 14-dagars genomsnitt 480 resultat i minnet 	<ul style="list-style-type: none"> 7-dagarssammanfattning av HI-LO (höga och låga värden) Genomsnitt för 7, 14 och 30 dagar 480 resultat i minnet Måltidsmarkering 30 dagars genomsnitt före och efter måltid Valbara påminnelser efter måltid (2,5; 2,0; 1,5; 1,0 timmar) Personliga testinställningar för HI-LO
 <p>Mätaren är förinställd på grundläge. Så här går du tillbaka till grundläge om mätaren är i avancerat läge:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tryck på M för att sätta på mätaren. Vänta tills du ser den blinkande teststickan. Tryck ned och håll in ▲ eller ▼ i 3 sekunder. L-2 blinkar. Tryck på ▲ eller ▼ för att ändra till L-1. Tryck på M för att spara inställningen. 	 <p>Så här ställer du in mätaren på avancerat läge, där du kan använda måltidsmarkeringar och andra funktioner:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tryck på M för att sätta på mätaren. Vänta tills du ser den blinkande teststickan. Tryck ned och håll in ▲ eller ▼ i 3 sekunder. L-1 blinkar. Tryck på ▲ eller ▼ för att ändra till L-2. Tryck på M för att spara inställningen.

Personliga inställningar av HI, LO och påminnelser


Om du har valt avancerat läge (L-2 på displayen) kan du ändra mätarens personliga inställningar för högt och lågt blodsocker. Genom att göra de här personliga inställningarna kommer CONTOUR®XT-mätaren att hjälpa dig hålla reda på resultaten för HI-LO.



LO-inställningen kommer att blinka (förinställt 4,0 mmol/L). För att ändra den här inställningen trycker du ▲ eller ▼ tills du kommer till önskat LO-värde och trycker sedan **M** för att spara inställningen. (Intervallet för LO är 3,3–5,0 mmol/L).



HI-inställningen för blodsocker kommer nu att blinka (förinställt 10,0 mmol/L). För att ändra trycker du ▲ eller ▼ tills du når önskat HI-värde. Tryck på **M** för att spara inställningen. (Intervallet för HI är 5,6–13,9 mmol/L).



Inställning av testpåminnelse efter måltid

För att ändra påminnelsetiden för test efter måltid trycker du ▲ eller ▼ för att visa tillgängliga alternativ. Välj 2,5; 2,0; 1,5; eller 1,0 timmar för att ställa in påminnelse efter måltid (standard är 2,0 timmar). Tryck på **M** för att spara inställningen.




Du har nu avslutat inställningen av din CONTOUR®XT-mätare för avancerat läge.



Använda markeringar

Om du har ställt in mätaren i avancerat läge kommer mätaren att visa tre markeringar efter att du utfört ett test.

-  **Före måltid** = Markerar ett testresultat som togs innan en måltid.
-  **Efter måltid** = Markerar ett testresultat som togs efter en måltid.
-  **Dagbok** = Dagboksmarkeringen kan användas för att markera ett resultat som unikt eller annorlunda på något vis och som du kanske vill göra en notering för i dagboken. Om du ser ett resultat med den här symbolen i minnet kommer du lättare att komma ihåg att det finns fler sparade uppgifter om det här testresultatet.



Se följande sidor för att använda de här alternativen.

Behöver du hjälp? Se omslagets baksida.
www.diabetes.bayer.se

Om du inte vill markera testresultatet

Ta bort den använda teststicken för att automatiskt spara testresultatet i mätarens minne utan markeringar. Detta stänger också av mätaren.

Om du vill markera testresultatet

Innan du tar ur teststicken trycker du ▲ eller ▼ för att välja den markering du vill spara. Markeringen kommer att blinka.

För att markera ett resultat med före måltid-markeringen trycker du **M** när 🍏 blinkar.



🕒 kommer sedan att blinka. Den här funktionen låter dig spara en påminnelse om att göra ett test efter måltid.

Påminnelsen är bara tillgänglig efter att du har sparat en före måltid-markering.



Om du vill ställa in påminnelsen trycker du på **M**. 🕒 kommer upp och slutar att blinka.

Om du inte vill spara påminnelsen trycker du ▲ eller ▼ så försvinner 🕒. Tryck på **M** för att spara inställningen.



För att markera ett resultat med efter måltid-markeringen trycker du ▲ eller ▼ tills 🍏 blinkar. Tryck på **M** för att spara inställningen.

För att markera ett resultat med dagboken trycker du ▲ eller ▼ tills 📖 blinkar. Tryck på **M** för att spara inställningen.


Använda påminnefunktionen

När påminnelsen ringer kommer mätaren att slås på automatiskt. Påminnelsen kommer att pipa 20 gånger och displayen kommer att visa testresultatet före måltid som du markerade när du sparade påminnelsen. Tryck på valfri knapp för att stänga av påminnelsen.



Nu kan du göra ett test till genom att placera en teststicka i stickporten och följa testinstruktionerna (sidan 7).


När du har gjort klart det här testet och resultatet visas på displayen kommer 🍏 att blinka. För att markera det här testet som ett efter måltid-resultat trycker du **M**. Om du inte vill markera testet tar du ur teststicken för att stänga av mätaren. Kasta teststicken som medicinskt avfall.



Om du bestämmer dig för att inte testa när påminnelsen ringer trycker du på valfri knapp för att stänga av mätaren.

Mätaren kan bara spara en påminnelse åt gången. Den kommer ihåg den senast sparade påminnelsen.

Ta bort en påminnelse

Tryck på **M** för att sätta på mätaren. Datum och tid visas tillsammans med .

Tryck på **▲** eller **▼** två gånger så försvinner påminnelseikonen.

Tryck på **M** för att ta bort påminnelsen.











Överföra resultaten till dator

Du kan överföra testresultaten från CONTOUR®XT-mätaren till en dator där de kan sammanfattas i en rapport med grafer och tabeller. För att använda den funktionen behöver du Bayers programvara för analys av blodsockerresultat – GLUCOFACTS®DELUXE – och en datakabel från Bayer. Gå till **www.bayerglucofacts.com** för att hämta programvaran gratis eller kontakta Bayer Diabetes Cares kundsupport. Se längst bak för kontaktinformation.

VIKTIGT: CONTOUR XT-mätaren har inte testats av Bayer med någon annan programvara än programvara för analys av blodsockerresultat från Bayer. Bayer påtar sig inget ansvar för felaktiga resultat som kan uppstå vid användning av annan programvara.

Efter ett test


MARKERA RESULTAT	VAD SOM VISAS	STÄLLA IN	VAD SOM VISAS	FÖRKLARING
Före måltid Tryck på ▲ eller ▼	 (Blinkar)	Tryck på M		Resultatet markeras som ett före måltid-test. Nu kan du spara en påminnelse.
Påminnelse Tryck på ▲ eller ▼	 (Blinkar)	Tryck på M		Påminnelsen är inställd på att gå igång efter den tid du har satt (1,0 - 2,5 timmar) för att påminna dig om att göra ett test efter måltid.
Efter måltid Tryck på ▲ eller ▼	 (Blinkar)	Tryck på M		Resultatet markeras som ett efter måltid-test.
Dagbok Tryck på ▲ eller ▼	 (Blinkar)	Tryck på M		Resultatet markeras som unikt i minnet. Du bör anteckna det i dagboken.

Visa resultat i grundläge

Tryck på **M** för att sätta på mätaren. Tryck på **M** igen för att visa minnet.

14-dagarsgenomsnittet

kommer att visas i mitten av displayen med antalet resultat som visas längst upp på displayen. Inga kontrollresultat tas med i det här 14-dagarsgenomsnittet.



Tryck på ▲ för att visa 7-dagarssammanfattningen av höga och låga värden.

Längst upp på displayen kan du se antalet HI-resultat (över 10,0 mmol/L) och LO-resultat (under 4,0 mmol/L) under de föregående 7 dagarna och totalt antal resultat under den perioden.



Tryck på ▼ två gånger för att granska tidigare resultat.

Resultaten kommer att visas med de senaste först. Varje resultat kommer att visa datum och tid då testet gjordes.

Du kan trycka ▲ eller ▼ för att bläddra framåt eller bakåt genom resultaten.



När **End** visas på displayen kommer du ha sett alla resultat som finns i minnet.




NOTERING

- Genomsnittet inkluderar den angivna tidsperioden plus innevarande dag
- Mätaren kan spara 480 resultat i minnet. När minnet är fullt kommer det äldsta testresultatet att tas bort när ett nytt test görs och ersätts med det nya.
- Tryck på **M** för att stänga av mätaren. Den stängs annars av automatiskt efter 3 minuter.
- **n** representerar antalet testresultat.

Visa resultat i avancerat läge

I avancerat läge (L-2) har du alla alternativ som finns i grundläget, plus ytterligare funktioner.

Tryck på **M** för att sätta på mätaren. Tryck kort på **M** för att visa **14-dagarsgenomsnittet** samt antalet resultat som använts för att beräkna genomsnittet.



Tryck på **▼** för att granska tidigare resultat.

Resultaten kommer att visas med de senaste först. Varje resultat kommer att visa datum och tid då testet gjordes.

Du kan trycka **▲** eller **▼** för att bläddra framåt eller bakåt genom resultaten.



När **End** visas på displayen kommer du att ha sett alla resultat som finns i minnet.

Visa genomsnitt i avancerat läge

Tryck på **M** för att sätta på mätaren. Tryck på **M** för att visa **14-dagarsgenomsnittet** samt antalet resultat som använts för att beräkna genomsnittet.

Tryck på **▲** för att visa **7-dagarssammanfattningen av höga och låga värden**.

Längst upp på displayen kan du se antalet resultat för HI och LO. I mitten av displayen visas totalt antal resultat.



CONTOUR®XT mätare CONTOUR®NEXT teststicker

Tryck på **▲** för att visa **7-dagarsgenomsnittet**.

Du kommer att se genomsnittet i mitten på displayen och antalet resultat längst upp.



Tryck på **▲** för att visa **30-dagarsgenomsnittet**.

Det här kommer att visa genomsnittet i mitten och antalet värden längst upp.



Tryck på **▲** igen för att visa 30-dagarsgenomsnittet av resultat som markerats med en **före måltid-markering**.



Tryck på **▲** igen för att visa 30-dagarsgenomsnittet av resultat som markerats med en **efter måltid-markering**.



Tryck på **▲** igen så visas **End**.









Tryck på **M** för att stänga av mätaren. Den stängs annars av automatiskt efter 3 minuter.








Behöver du hjälp? Se omslagets baksida.
www.diabetes.bayer.se

Felkoder och symboler

Om du inte löser problemet, kontakta Bayer Diabetes

VAD SOM VISAS	FÖRKLARING	ÅTGÄRD
 (stannar kvar på displayen)	Låg batterinivå.	Sätt i nya batterier så snart som möjligt.
 (blinkar i 10 sekunder och sedan stängs mätaren av)	Batterier slut.	Sätt i nya batterier.
	Mätaren är klar att testa.	Gå vidare med att testa blodet.
	Inte tillräckligt mycket blod i provet.	Tillsätt mer blod inom 20 sekunder.
E1 	Temperaturen är utanför intervallet.	Gå till en plats där temperaturen ligger inom mätarens driftintervall: 5 °C - 45 °C. Låt mätaren anpassa sig till den här temperaturen i 20 minuter innan du testar.
E2 	Teststickan har inte fyllts upp tillräckligt för att göra ett korrekt test. Otillräcklig bloddropp.	Ta bort teststickan och testa igen med en ny teststicka. Vänta tills du ser en blinkande bloddropp på displayen innan du testar.
E3 	<ul style="list-style-type: none"> Mätaren känner av en använd teststicka. Fel kontrollösning användes. 	<ul style="list-style-type: none"> Ta bort teststickan och testa igen med en ny teststicka. Vänta tills du ser en blinkande bloddropp på displayen innan du testar. Om du gör ett kontrolltest ska du se till att du använder CONTOUR®NEXT kontrollösning.
E4 	Teststickan sattes inte in ordentligt.	Ta ur teststickan och sätt i den ordentligt (se sidan 7).



Cares kundsupport. Se omslagets baksida.

VAD SOM VISAS	FÖRKLARING	ÅTGÄRD
E5 E9 E6 E12 E8 E13	Möjligt problem med program- eller hårdvara.	Avlägsna teststickan och testa om med en ny teststicka. Om du fortsätter att ha problem, kontakta Bayer Diabetes Cares kundsupport. Se längst bak för kontaktinformation.
E7 	Felaktig teststicka.	Avlägsna teststickan och testa om med en ny teststicka. Säkerställ att du använder CONTOUR®NEXT teststickor från Bayer.
E10	Felaktigt datum eller tid.	Detta fel uppstår endast i kommunikationsläget. Se sidorna 18-19 för att ändra datumet eller tiden. Om du fortsätter att se detta fel, kontakta Bayer Diabetes Cares kundsupport. Se längst bak för kontaktinformation.
E11	Avvikande resultat.	Avlägsna teststickan och testa om med en ny teststicka. Se till att du tvättar och torkar händerna ordentligt och att du noggrant följer instruktionerna i denna bruksanvisning. Endast CONTOUR NEXT teststickor från Bayer ska användas.
HI 	Testresultatet är över 33,3 mmol/L.	<ul style="list-style-type: none"> Tvätta och torka händerna samt provtagningsstället ordentligt. Upprepa testet med en ny teststicka. Om resultatet fortfarande blinkar "HI" ska du kontakta din vårdgivare så snart som möjligt.
 Blodsockernivåer över 13,9 mmol/L kan visa på ett potentiellt allvarligt medicinskt tillstånd.		
LO 	Testresultatet är under 0,6 mmol/L.	<ul style="list-style-type: none"> Upprepa testet med en ny teststicka. Om resultatet fortfarande blinkar "LO" ska du omedelbart följa råd från sjukvårdspersonal.
 Blodsockernivåer under 2,8 mmol/L kan visa på ett potentiellt allvarligt medicinskt tillstånd.		

Om du inte löser problemet, kontakta Bayer Diabetes Cares kundsupport. Se omslagets baksida.

VAD SOM VISAS	FÖRKLARING	ÅTGÄRD
Kontrolltestresultatet ligger utanför intervallet (för högt eller för lågt).	<ul style="list-style-type: none"> Teststickan eller kontrollösningen har passerat utgångsdatum eller kasseringsdatumet. Teststickan är skadad på grund av värme eller fukt. Kontrollösningen är inte rumstempererad eller är dåligt blandad. Fel kontrollösning användes. Mätaren kan vara skadad. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera alla utgångs- och kasseringsdatum. Använd inte utgången testmateriel. Gör ett till kontrolltest med en ny teststicka och kontrollösning. Skaka flaskan med kontrollösning ordentligt, cirka 15 gånger före varje användning. Säkerställ att du använder CONTOUR®NEXT kontrollösning från Bayer. Om resultatet fortfarande ligger utanför intervallet, kontakta Bayer Diabetes Cares kundsupport. Se längst bak för kontaktinformation.
Vissa delar av displayen visas inte när mätaren sätts på.	Möjligt elektroniskt fel.	Jämför mätardisplayen med bilden på sidan 3. Om displayen inte är riktig, kontakta Bayer Diabetes Cares kundsupport. Se längst bak för kontaktinformation.
Resultaten visas inte i den förväntade måttenheten (mmol/L).	Det här kan påverka hur resultatet visas.	Kontakta Bayer Diabetes Cares kundsupport. Se längst bak för kontaktinformation.

Byte av batterier

Batterierna bör ersättas när mätaren fortsätter att visa  eller när mätaren kort visar  och sedan stängs av (**se felkoder och symboler på sidan 32**).



1. Stäng av mätaren innan du byter batterier.
2. Tryck på batteriluckan och dra i pilens riktning.



OBS: Om du sätter i nya batterier inom 5 minuter efter att du har tagit ut de gamla kommer alla inställningar och resultat att sparas. Om det dröjer mer än 5 minuter kommer du att behöva ställa in datum och tid, men alla andra inställningar och resultat kommer att sparas.

3. Ta ut de gamla batterierna genom att trycka på överkanten på batteriet, vilket får nederkanten på batteriet att resa sig.



4. Sätt i nya batterier under klorna i batterifacket med "+" uppåt.

(Använd två 3-volts (DL2032 eller CR2032) litiumbatterier.)



5. Sätt tillbaka batterilocket ordentligt.



Säkerhetsinformation

Förvara batterier utom räckhåll för barn. Litiumbatterier är giftiga. Om de sväljs ska du omedelbart kontakta läkare eller giftinformation. Kasta batterier enligt dina lokala miljöföreskrifter.

Skötsel av mätaren

- Förvara mätaren i den medföljande väskan så ofta du kan.
- **Tvätta och torka händerna ordentligt innan handhavande för att hålla mätaren och teststickorna rena från vatten, olja och andra föroreningar.**
- Hantera mätaren varsamt för att undvika skador på elektroniken och andra fel.
- Exponera inte mätaren och teststickorna för stark värme eller kyla, damm eller smuts.
- Rengör mätaren enligt rekommendationerna på sidan 13.

Symtom på högt eller lågt blodsocker

Du kan tolka testresultaten bättre genom att känna till symtomen på högt eller lågt blodsocker.

Enligt American Diabetes Association är några av de vanligaste symtomen:³

Lågt blodsocker (hypoglykemi):

- skakningar
- svettningar
- hjärtklappning
- dimsyn
- förvirring
- svimning
- anfall
- lättretlighet
- extrem hunger
- yrsel

Högt blodsocker (hyperglykemi):

- frekvent urinering
- överdriven törst
- dimsyn
- ökad trötthet
- hunger

Ketoner (ketoacidosis):

- andfåddhet
- illamående eller kräkningar
- mycket torr mun



Säkerhetsinformation

Om du har något av de här symtomen ska du testa ditt blodsocker. Om testresultatet är under 2,8 mmol/L eller över 13,9 mmol/L ska du kontakta sjukvårdspersonal omedelbart.

För ytterligare information och en fullständig lista på symtom kan du kontakta sjukvårdspersonal.

Systemspecifikationer

Blodprov: Venöst, arteriellt eller kapillärt helblod

Testresultat: Referens, plasma-/serumglukos

Provolym: 0,6 µL

Mätområde: 0,6 – 33,3 mmol/L

Mättid: 5 sekunder

Minnesfunktion: Sparar de senaste 480 testresultaten

Batterityp: Två 3-volts litiumbatterier, 225 mAh kapacitet (DL2032 eller CR2032)

Batteriernas livslängd: Uppskattningsvis 1 000 tester (1 års normal användning)

Intervall för driftstemperatur: 

Fuktighet: 10 % - 93 % RF

Mått: 77 mm (H) x 57 mm (B) x 19 mm (D)

Vikt: 47,5 gram

Ljud: Det hörs ett pip när mätaren sätts på, när man sätter in en teststicka, när en teststicka fylls med blod, eller när ett testresultat visas på displayen. Det hörs två pip när mätaren stängs av eller för att påvisa ett fel. Du kommer att höra 20 pip när en sparad påminnelse ringer.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): CONTOUR®XT-mätaren uppfyller de elektromagnetiska kraven som specificeras i ISO 15197: 2013. Den elektromagnetiska strålningen är låg och orsakar sannolikt inga störningar i annan elektronisk utrustning i närheten. Det är inte heller sannolikt att strålning från elektronisk utrustning i närheten kommer att orsaka störningar hos CONTOUR XT-mätaren. CONTOUR XT-mätaren uppfyller kraven för immunitet mot elektrostatisk urladdning enligt IEC 61326-2-6. Det är tillrådligt att undvika användning av elektroniska produkter i mycket torra miljöer, i synnerhet i närvaro av syntetiska material. CONTOUR XT-mätaren uppfyller kraven i IEC 61326-1 avseende radiofrekvensstörning. För att undvika radiofrekvensstörningar ska du inte använda CONTOUR XT-mätaren i närheten av mobiltelefoner eller trådlösa telefoner, bärbar kommunikationsradio, garagedörröppnare, radiosändare eller annan elektrisk eller elektronisk utrustning som ger upphov till elektromagnetisk strålning, eftersom de kan störa den korrekta driften hos mätaren.

Mätprincip: Blodsockertest med CONTOUR®XT bygger på mätning av den elektriska ström som orsakas av glukosets reaktion med reagenterna som finns på stickans elektrod. Blodprovet sugas upp i stickans spets genom kapillärkraften. Glukoset i provet reagerar med FAD glukosdehydrogenaset (FAD-GDH) och mediatoren. Elektroner genereras, vilket skapar en ström som svarar mot glukoset i provet. Efter reaktionstiden visas glukoskoncentrationen i provet. Ingen beräkning behövs.

Jämförelsealternativ: Utvärderingar av CONTOUR®XT-systemet ska utföras med venöst eller kapillärt helblod. Jämförelse med en laboratoriemetod måste utföras samtidigt med lika delar av samma prov. Obs: Glukoskoncentrationen faller snabbt på grund av glykolys (cirka 5 % - 7 % per timme).⁴

Begränsningar

Konserveringsmedel: Blod får samlas in av sjukvårdspersonal till provrör som innehåller heparin. Använd inga andra antikoagulanter eller konserveringsmedel.

Höjd över havet: Höjder under 6 301 meter påverkar inte resultaten nämnvärt.

Test på andra ställen: Ska ej användas för test på andra ställen.

Peritonealdialyslösningar: Icodextrin stör inte CONTOUR®NEXT teststickor.


















Kontraindikationer: Test av kapillärt blodsocker kan vara kliniskt olämpligt hos personer med minskat perifert blodflöde. Chock, svår hypotoni, hyperosmolär hyperglykemi och svår uttorkning är exempel på kliniska tillstånd som kan påverka blodsockermätningen av perifert blod negativt.⁵

Interferens: Reducerande substanser som förekommer naturligt i blodet eller från terapeutiska behandlingar kommer inte att signifikant påverka resultaten. Se teststickans insticksblad för ytterligare information.

Xylos: Använd inte under eller strax efter test av xylosupptagning. Xylos i blodet kommer att leda till en störning.

Använda symboler

Följande symboler används på alla etiketter för CONTOUR®XT blodsockermätare (förpackning och etiketter för mätaren, reagenser och kontrollösningsar).

	Används före (sista dagen i månaden)		Får inte återanvändas
	Satsnummer		Steriliserad genom bestrålning
	Kontrollera utgångsdatum		Återvinningsbar förpackning
	Temperaturbegränsningar		Skaka 15 gånger
	Se bruksanvisningen för användning		Batterierna måste lämnas in enligt de föroordningar som gäller i ditt land. Kontakta miljöförvaltningen i din kommun för information om vad som gäller för inlämning och återvinning. Mätaren ska betraktas som förorenad och ska hanteras enligt de lokala säkerhetsbestämmelserna. Den ska inte kastas med överbliven elektronisk utrustning. Kontakta sjukvårdspersonal eller kommunens miljöförvaltning för bestämmelser om avfallshantering.
	Medicinteknisk produkt avsedd för <i>in vitro</i> diagnostik		
	Tillverkare		
	Varning		
	Katalognummer		
	Kontrollintervall normalt		
	Kontrollintervall lågt		
	Kontrollintervall högt		

Teknisk information

Noggrannhet

CONTOUR®XT-systemet för blodsockerkontroll har testats på 100 kapillärblodsprover med användning av 600 CONTOUR®NEXT-teststicker. Två replikat testades med 3 olika partier av CONTOUR NEXT teststicker vid totalt 600 avläsningar. Resultaten jämfördes med blodsockeranalysatorn YSI®, som kan spåras tillbaka till CDC-hexokinasetoden. I nedanstående tabeller jämförs de 2 metodernas utfall.

Tabell 1 – Systemets noggrannhet för blodsockerkoncentration < 5,55 mmol/L

Spridningsintervall för värden mellan YSI laboratorie referensmetod och CONTOUR XT-mätaren	Inom ± 0,28 mmol/L	Inom ± 0,56 mmol/L	Inom ± 0,83 mmol/L
Antal (och procent) av prov inom specificerat intervall	168 av 186 (90,3 %)	186 av 186 (100 %)	186 av 186 (100 %)

Tabell 2 – Systemets noggrannhet för blodsockerkoncentration ≥ 5,55 mmol/L

Spridningsintervall för värden mellan YSI laboratorie referensmetod och CONTOUR XT-mätaren	Inom ± 5 %	Inom ± 10 %	Inom ± 15 %
Antal (och procent) av prov inom specificerat intervall	327 av 414 (79,0 %)	412 av 414 (99,5 %)	414 av 414 (100 %)

Tabell 3 – Systemets noggrannhet för blodsockerkoncentrationer mellan 1,0 mmol/L och 25,6 mmol/L

Inom ±0,83 mmol/L eller ±15 %	600 av 600 (100 %)
-------------------------------	--------------------

Enligt acceptanskriterierna i ISO 15197: 2013 ska 95 % av alla skillnader i blodsockervärden (dvs. mellan referensmetod och mätare) vara inom ± 0,83 mmol/L för blodsockervärden som är mindre än 5,55 mmol/L och inom ± 15 % för blodsockervärden som är större än eller lika med 5,55 mmol/L.

Användarnoggrannhet

En studie som utvärderade glukosvärden i kapillärblod från fingerspetsen erhållna av 115 lekmän visade följande resultat: 100 % inom ± 0,83 mmol/L av medicinska laborativvärden vid glukoskoncentrationer under 5,55 mmol/L och 98,8 % inom ± 15 % av medicinska laborativvärden vid glukoskoncentrationer vid eller över 5,55 mmol/L.

Teknisk information

Precision

En repeterbarhetsstudie utfördes med CONTOUR®XT-systemet för blodsockerkontroll med hjälp av 5 venösa helblodsprover med blodsockernivåer från 2,6 till 18,8 mmol/L. Flera replikat (n=300) testades med hjälp av flera CONTOUR XT-blodsockermätare och 3 uppsättningar CONTOUR®NEXT-blodsockerteststicker. Följande precisionsresultat erhöles.

Tabell 4 – Systemets repeterbarhetsresultat för CONTOUR XT-mätaren med CONTOUR NEXT teststicker

Genomsnitt, mmol/L	Poolad standardavvikelse	95 % konfidensintervall av standardavvikelsen, mmol/L	Variationskoefficient, %
2,6	0,04	0,04 – 0,05	1,7
4,7	0,06	0,06 – 0,07	1,3
7,7	0,12	0,11 – 0,13	1,5
11,2	0,15	0,13 – 0,16	1,3
18,1	0,28	0,26 – 0,30	1,5

Intermediär precision (vilket omfattar variabilitet under flera dagar) utvärderades med 3 kontrolllösningar. Varje kontroll testades en gång vardera på 10 instrument på 10 olika dagar vid totalt 300 avläsningar med 3 olika partier av CONTOUR NEXT teststicker.

Tabell 5 – Systemets intermediära precisionsresultat för CONTOUR XT-mätaren med användning av CONTOUR NEXT teststicker

Kontrollnivå	Medelvärde, mmol/L	Standardavvikelse, mmol/L	95 % konfidensintervall av standardavvikelsen, mmol/L	Variationskoefficient, %
Lågt	2,37	0,03	0,031-0,036	1,4
Normalt	7,12	0,09	0,080-0,095	1,2
Högt	20,89	0,36	0,331-0,392	1,7

Serviceinformation

Om du har ett problem som inte går att lösa med hjälp av problemlösningssstegen i denna bruksanvisning, kontakta Bayer Diabetes Cares kundsupport. Vi har utbildade specialister som kan hjälpa dig. Se längst bak för kontaktinformation.

Viktigt

- ▶ Prata med en representant för Bayer Diabetes Care innan du skickar tillbaka mätaren av någon anledning. Han/hon kommer att ge dig den information du behöver för att lösa problemet rätt och effektivt.
- ▶ Ha CONTOUR®XT-mätaren och CONTOUR®NEXT teststicka till hands när du ringer. Det kan också vara bra att ha en flaska med CONTOUR®NEXT kontrollösning i närheten.

Kontrollista

Den här kontrollistan kan vara bra att ha när du pratar med Bayer Diabetes Cares kundsupport:

1. Serienumret (A) och modellnumret (B) återfinns på baksidan av mätaren.

2. Utgångsdatumet för CONTOUR NEXT teststicker återfinns på baksidan av burken.

3. Kontrollera batteriikonen på displayen.
(Se sidan 35, Byta batterierna.)



Garanti

Tillverkarens garanti: Bayer HealthCare garanterar ursprungsköparen att detta instrument kommer att vara fritt från fel i material och utförande under dess livscykel. Bayer HealthCare ska, utan ytterligare kostnad, ersätta en felaktig enhet med en likvärdig eller nuvarande version av innehavarens modell.

Begränsningar av garantin: Den här garantin gäller med följande undantag och begränsningar:

1. För förbrukningsdelar och/eller tillbehör ges bara garanti för 90 dagar.
2. Denna garanti begränsas till ersättning på grund av felaktiga delar eller utförande. Bayer HealthCare är inte tvungna att ersätta några enheter som ej fungerar eller är skadade på grund av felanvändning, olyckor, ändringar, modifieringar, missbruk, försummelse, underhåll av annan än Bayer HealthCare, eller oförmåga att använda instrumentet enligt anvisningarna. Bayer HealthCare har dessutom inget ansvar för fel eller skador på Bayer HealthCare-instrument som orsakats av bruk av andra reagenter än lämpliga Bayer-reagenter (t.ex. CONTOUR®NEXT teststicker) som tillverkas eller rekommenderas av Bayer HealthCare.
3. Bayer HealthCare förbehåller sig rätten att göra ändringar i det här instrumentets form utan förpliktelse att införliva sådana ändringar i tidigare tillverkade instrument.
4. Bayer HealthCare har ingen erfarenhet av hur CONTOUR®XT blodsockermätare fungerar med andra teststicker än CONTOUR NEXT teststicker och ger därför ingen garanti för hur CONTOUR XT-mätaren fungerar när den används med andra teststicker än CONTOUR NEXT teststicker eller när CONTOUR NEXT-teststickorna ändras eller modifieras på något sätt.

5. Bayer HealthCare ger ingen garanti för hur CONTOUR®XT-mätaren fungerar eller vilka testresultat som erhålls när en annan kontrollösning än CONTOUR®NEXT kontrollösning används.

BAYER HEALTHCARE GER INGEN ANNAN UTTRYCKLIG GARANTI FÖR DEN HÄR PRODUKTEN. ALTERNATIVET MED ERSÄTTNING, VILKET BESKRIVS OVAN, ÄR BAYER HEALTHCARES ENDA FÖRPLIKTELSE ENLIGT DENNA GARANTI.

BAYER SKA I INGA FALL HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR, ÄVEN OM BAYER HEALTHCARE HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETERNA FÖR SÅDANA SKADOR.

För service under garantin: Köparen måste kontakta Bayer Diabetes Cares kundsupport för hjälp och/eller anvisningar om hur instrumentet används. Se längst bak för kontaktinformation.

Reservdelar

För att ersätta saknade delar eller återbeställa tillbehör, ring Bayer Diabetes Cares kundsupport på 020-83 00 84.

RESERVELAR

Två (DL2032 eller CR2032) litiumbatterier på 3 volt

CONTOUR®XT bruksanvisning

CONTOUR®XT snabbguide

CONTOUR®NEXT teststickor

CONTOUR®NEXT kontrollösning, normal

CONTOUR®NEXT kontrollösning, låg

CONTOUR®NEXT kontrollösning, hög

Blodprovstagare från Bayer

Lansetter från Bayer

REFERENSER:

- ¹ *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline—Third Edition*. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), document M29-A3, (ISBN 1-56238-567-4). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898, USA 2005.
- ² Longo DL, et al.: *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 18th edition. 2011:3003.
- ³ American Diabetes Association, www.diabetes.org
- ⁴ *Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry*, 5th Edition, Edited by Burtis CA and Ashwood ER, W. B. Saunders Co., Philadelphia, PA, 2001, p. 444.
- ⁵ Atkin S, et al.: Fingerstick Glucose Determination in Shock. *Ann. Int. Med.* 114:1020-24; 1991.



Bayer HealthCare

Distribueras i Sverige av:

Bayer AB

Diabetes Care

Box 606

SE-169 26 Solna

Tel: 020-83 00 84

**Bayer Diabetes Cares kundsupport är tillgänglig under
kontorstid på 020-83 00 84.**

www.diabetes.bayer.se



Bayer Consumer Care AG

Peter Merian-Strasse 84

4052 Basel, Switzerland

Bayer, Bayer-korset, CONTOUR, GLUCOFACTS och Ingen
Kodning-logotypen är registrerade varumärken som tillhör
Bayer. Alla andra varumärken är respektive ägares egendom.



© 2014 Bayer. Med ensamrätt.



Bayer

84028894
Rev. 06/14