



Kiilto Pro Steel

Syrebasert spesialrengjøringsmiddel



Surt spesialrengjøringsmiddel for instrumentdekontaminatorer og instrumenter for fjerning av kalkbelegg, rustflekker og oksidfilmer i helsevesenet og tannhelsetjenesten. Produktet er CE merket.

Bruksområde	Et konsentrat beregnet for rengjøring av kalkavleiringer, flekker av rust og oksidfilmer fra instrumentvaskemaskiner og rustfrie stålinstrumenter. Kan brukes i nedsenkingsbad (manuelt), i instrumentdekontaminatorer og i ultralydvaskemaskiner. Medisinsk utstyr, for profesjonelt bruk.		
Produktegenskaper	Steel er et spesialprodukt for fjerning av kalk- og rustavleiringer, samt den lysner og gjør metalloverflatene blanke på instrumentvaskemaskiner og rustfrie stålinstrumenter. Spesielt egnet for rustfritt stål, men også egnet for de fleste aluminium-, messing- og kobbermaterialer. Fjerner også flekker fra silikon- og plastoverflater. Produktet er lett å skylle av.		
Bruksanvisning	Rengjøring av instrumentvaskemaskin: 100-300 ml (fortynning 0,5-1,5%), avkalkingsprogram. Når du bruker andre vaskeprogrammer, må du forsikre deg om at ingen andre vaskemidler brukes samtidig. Rengjøring av instrumenter: 20% løsning (2 dl / 0,8 l vann) i varmt vann, bløtleggingstid 30–60 min. Tørk av overflaten ved avleiringer. Vask og skyll instrumentene umiddelbart etter bløtlegging. Ved ultralydvask: 20–200 ml / 1–0,8 l varmt vann. Bløtgjør instrumentet i 30 minutter, etterfulgt av et 10 minutters program. Forsiktig skylning.		
Merk	Løsningen som brukes skal erstattes daglig. Produktet er surt. Må ikke blandes med klorholdige midler. For å unngå korrosjonsskader, må produktet ikke tørke på overflatene.		
Innhold	Active stoffer	Effekt	
	Organisk syre	15-30 %	Løser opp avleiringer.
	Glykoleter	5-15 %	Løsemiddel, forbedrer rengjøringseffekten
	Ikke-ioniske surfaktanter	< 5 %	Overflatefukter, aktivt vaskemiddel
pH konsentrat	1.5		
pH bruksløsning	3.0		
Oppbevaring	Lagringstemperatur under + 28 ° C. Holdbarhet 3 år fra produksjon.		
Utseende og lukt	Klar væske, karakteristisk duft		
Produksjonsland	FINLAND		

**Bruker- og
miljø sikkerhet**

Les etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Sikkerhetsinstruksjoner for produktets sikkerhetsdatablad.

Forpakningsstørrelse / Artikkel nr.	Salgsenhet	Artikkel nr.	GTIN	GTIN (salgsenhet)
		8223	6417964082234	6417964486476
6 x 1 l		8224	6417964082241	6417964482935



Tilleggsinformasjon

Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.kiilto.no, eller send en epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com.