

Getinge Assured

Emulating Indicator 4 -A

Getinge Assured Emulating Indicator 4 -A har utvecklats för användning i ångautoklaver som körs vid antingen 121°C eller 134 °C.

Den emulerande indikatorn visar tydligt att sterilisationsparametrar (tid, temperatur och ånga) för ISO 11140-1 uppfyllts. Indikatorn har en självhäftande baksida för användning vid dokumentation.



Funktioner

Diamantsymbolen på Getinge Assured Emulating Indicator 4 -A ändrar färg från lila till grönt när den utsätts för lämpliga ångsterilisationsförhållanden.

Angivna Värden

Tidsangivelse vid 134°C

4 minuter

Tidsangivelse vid 121°C

10 minuter

*Så som de fastställs i en ångresistometer. Resistometerns sluttid kan skilja sig från standardsluttider för ångautoklaver.

Fysiska Kännetecken

- **Laminering:** ovansida
- **Mått:** L 38 mm x B 38 mm
- **Förpackning:** 250 indikatorer i en fuktspärrande ziplock-påse

Omgivningsbegränsningar

Förvaring: I bifogad sluten förpackning vid rumstemperatur 10–38 °C och 10–60 % relativ luftfuktighet. Utsätt inte produkten för ljus eller värme.

Hållbarhetstid

24 månader. Bäst-före-datum är tryckt på produktförpackningen.

Standardklassificering

SS-EN ISO 11140-1, Typ 6.

Beställningsinformation

Getinge Assured

Emulating Indicator 4 -A

Ordernummer

504052600