

**snögg®**

ANIMAL CARE

— Snögg Animal Care —  
**PRIMÄRFÖRBAND**



**Nyhet**

# PRIMÄRFÖRBAND

*Snögg* erbjuder tre förband för olika typer av sår, inklusive små sår, kraftigt vätskande sår och sår med infektionsrisk.

## — BactiDefend — DRESSING

### MINSKAR BIOBÖRDAN MED UPP TILL 99%

Ett sterilt hydrogelförband med peptider som efterliknar immunförsvaret. Förbandet binder och förstör bakterier utan att några ämnen läcker ut. Det främjar sårhäkning genom att skapa en fuktig miljö. Säker och biokompatibel. Endast för professionell användning. Använd på torra eller lågt vätskande sår.

- Med peptider som efterliknar immunförsvaret
- Binder och förstör bakterier
- Främjar sårhäkning



REF 510003786  
5 st (4,5 x 15 cm)



# Foam COMPRESS



## FRÄMJAR SÅRLÄKNING

En steril och absorberande skumkompress som håller såret fuktigt och främjar sårhäkning. Ett mjukt och flexibelt förband som följer kroppens rörelser. Det fastnar inte i såret och kan klippas till önskad storlek.

- Sterilt och absorberande
- Skapar fuktig sårhäkning
- Mjukt och flexibelt



REF 510003122  
10 v (10 x 10 cm)

REF 510003123  
10 st (5 x 5 cm)

# Superabsorbent COMPRESS



## FÖR KRAFTIGT VÄTSKANDE SÅR

En steril kompress med hög absorptionsförmåga för kraftigt vätskande sår. Den inre superabsorberande kärnan kan absorbera stora mängder vätska. Exsudatet stannar kvar i kompressen för att förhindra läckage.

- Sterilt
- Hög absorptionsförmåga
- Hjälper till att förhindra läckage



REF 510003124  
10 st (10x10 cm)

REF 510003125  
10 st (10 x 20 cm)

# ÖVERSIKT



ANVÄNDNINGSMRÅDE	BACTIDEFEND DRESSING	FOAM COMPRESS	SUPERABSORBENT COMPRESS
Lågt vätskande sår	✓	✓	✗
Medelvätskande sår	✗	✓	✓
Kraftigt vätskande sår	✗	✗	✓
Sår med infektionsrisk	✓	✗	✗
Kirurgiska sår	✓	✓	✓
Binder och förstör bakterier	✓	✗	✗
Fuktig sårkläckning	✓	✓	✗
Sterilt	✓	✓	✓
Kan klippas till önskad storlek	✓	✓	✗
Lämplig att använda tillsammans med Snogg Adhesive Foam Bandage	✓	✓	✓
<b>REF / Storlek</b>	<b>REF 510003786</b> 5 st (4,5 x 15 cm)	<b>REF 510003123</b> 10 st (5 x 5 cm)  <b>REF 510003122</b> 10 st (10 x 10 cm)	<b>REF 510003124</b> 10 st (10 x 10 cm)  <b>REF 510003125</b> 10 st (10 x 20 cm)

De tre primärförbanden kan appliceras med hjälp av *Snogg Adhesive Foam Bandage*. Ta bort bandageringen med hjälp av *Removal Wipes*.



[www.snogg.com](http://www.snogg.com)

Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15),  
Box 1336, SE-171 26 Solna, Sverige  
Tel +46 (0)8 590 96325,  
snogganimal@orkla.com