



## Andningsballong och mask - manuellt återupplivningssystem



**Anestesi** • Återupplivning och akutsjukvård

## Utformad med hög kvalitet och används globalt

Intersurgicals andningsballong är etablerad sedan många år och används i hela världen som ett nödvändigt hjälpmedel inom akutsjukvård.

Intersurgicals andningsballong är utformad för att vara lätt att använda och de finns i ett flertal storlekar: Vuxen (1,5 liter), Vuxen (1 liter), Barn (550ml), spädbarn (280ml). Tack vare en robust konstruktion och hög kvalitet kan produkterna användas för alla vanliga kliniska behov.

Produkten levereras med masken monterad, vilket innebär att den är redo att användas i en akut situation. Detta förhindrar bekymmer som kan uppstå med en andningsballong för flergångsbruk där delar riskerar att försvinna eller produkten kan monteras ihop felaktigt. Att använda produkter för engångsbruk minskar också risken för smittspridning.



**Syrgasreservoar**

**Handtag**  
Möjliggör ventilation med enhandsgrepp

**Övertrycksventil**  
Öppnas när trycket överskrider 40 cm H<sub>2</sub>O

**Syrgasslang, 3m**

**Reservoar**  
Monterad på andningsballongen vid leverans

**Följsam**  
Följer patientens respiration och ger bra känsla

**Texturerad yta**  
Förbättrar greppet



Intersurgicals andningsballonger är latexfria och avsedda för engångsbruk

## Utformad för bästa funktion

Andningsballongen är greppvänlig tack vare handtaget och den mönstrade ytan. Det gör att ventilation kan utföras med en hand. Andningsballongen är följsam efter patientens andning och fyller upp sig snabbt. Hela produkten är genomskinlig så alla komponenter är synliga under användning och förvaring.



Alla andningsballonger från Intersurgical har i standardutförande en tre meter lång knickfri syrgasslang. Den 360° roterbara sviveln mellan masken och ventilen ger användaren flexibilitet att arbeta i rätt position.



Produkten är förpackad för att inte vara skrymmande och underlättar därför lagerhållningen. Övertrycksventilen på 40cm H<sub>2</sub>O finns på storlekarna 1 liter, 550ml, samt 280ml.



Den genomskinliga masken ger god visibilitet av patientens ansikte. Kuffventilen är placerad ovanpå masken för att den skall vara lätt att komma åt. Andningsballongerna har en standard 15F/22M koppling som passar andra maskar, ET-tuber och larynxmasker.



**Andningsmask med uppblåsbar kuff**  
Ventilen för att anpassa kufftrycket är positionerad uppe på masken vilket gör den lättillgänglig

## Tillbehör

Adapter för att koppla till PEEP-motstånd finns som tillbehör när behandlingen kräver det.

Använd den tillgängliga inline manometern om det är nödvändigt att mäta trycket under pågående behandling.



**Mjuk kuff med anatomisk form**  
För bekväm passform och tät försegling

**Transparent mask**  
Genomskinlig, patientens ansikte syns bra

## Andningsballong och mask

manuellt återupplivningssystem



7154000



7150000



7152000



7153000



7151000

Artikelnummer	Beskrivning	Mask storlek	Förpackningsstorlek
7152000	Andningsballong 1,5 liter	5	6
7153000	Andningsballong, 1 liter, med övertryckssventil 40cm H <sub>2</sub> O, vuxen	4	6
7151000	Andningsballong, 550 ml, med övertrycksventil 40cm H <sub>2</sub> O, barn	3	5
7154000	Andningsballong, 550 ml, med övertrycksventil 40cm H <sub>2</sub> O, barn	1	5
7150000	Andningsballong, 280 ml ballong med övertrycksventil 40cm H <sub>2</sub> O, spädbarn	1	5

## Tillbehör



7161000



7160000



2205000



2202000

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
7161000	Adapter för att koppla på PEEP-motstånd	10
7160000	Manometer (inline) till andningsballong och Mapelson C	20
2205000	C-PEEP, motstånd, blå, 5cm H <sub>2</sub> O	5
2202000	C-PEEP, motstånd, svart, 2,5cm H <sub>2</sub> O	5

Förfrågan



Intersurgical AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige  
T: 08-514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



The manufacturer Intersurgical Ltd is certified to ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 and ISO 14001:2004



spara på papper och miljö.

IS5.28 SE • Issue 2 06.17