



# Freka<sup>®</sup> Connect ENFit

# Freka® Connect ENFit

## EGENSKAPER FREKA CONNECT ENFIT

- För administrering av läkemedel, vätskor och nutrition.
- I storlekarna 1 ml, 2,5 ml och 5 ml finns Low Dose Tip (LDT) för ökad säkerhet.
- Säker enteral ENFit koppling, enligt den internationella säkerhetsstandarden ISO 80369-3. För en säker och tätslutande anslutning.
- Sprutan är tillverkad i polypropylen.
- Fri från PVC, latex och bisfenol A.
- Sterilförpackad (EO).
- Separat användarinstruktion för administrering av läkemedel med Freka Connect ENFit finns att tillgå.

## ENTERALA SPRUTOR

A



Freka Connect 1 ml Low Dose Tip ENFit

B



Freka Connect 2,5 ml Low Dose Tip ENFit

C



Freka Connect 5 ml Low Dose Tip ENFit

D



Freka Connect 10 ml ENFit

E



Freka Connect 20 ml ENFit

F



Freka Connect 60 ml ENFit

G



Freka Connect 100 ml ENFit

## BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

	Produkt	Förpackning	Varunr. Tamro/Apotek	Artikelnr. leverantör
A	Freka Connect 1 ml Low Dose Tip ENFit	1x30 st	827154	9000788LDT
B	Freka Connect 2,5 ml Low Dose Tip ENFit	1x30 st	827152	9000782LDT
C	Freka Connect 5 ml Low Dose Tip ENFit	1x30 st	827153	9000783LDT
D	Freka Connect 10 ml ENFit	1x30 st	827155	9000784S
D	Freka Connect 10 ml ENFit	1x100 st	825171	9000784
E	Freka Connect 20 ml ENFit	1x30 st	825172	9000785S
E	Freka Connect 20 ml ENFit	1x100 st	825173	9000785
F	Freka Connect 60 ml ENFit	1x30 st	825175	9000786S
F	Freka Connect 60 ml ENFit	1x50 st	825174	9000786
G	Freka Connect 100 ml ENFit	1x30 st	825176	9000787