



Artikelnummer 232742



**Explorationsgel, ABENA, 250 ml,  
 transparent, flaska med krok, kan  
 användas för ultraljudsskanning**



### Produktbeskrivning

Används för undersökningar och för användning med doppler. Produkten har en hög viskositet som gör den enkel att applicera. Även för invärtes bruk.



### Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Explorationsgel
Varumärke	ABENA
Färg	Transparent
Egenskaper	Flaska med krok, kan användas för ultraljudsskanning
pH-värde (konc.)	pH 5,1
Ingredienser/sammansättning	Vatten, glycerin, hydroxietylcellulosa, citronsyra, fenoxietanol, natriumbensoat.
Tekniska ingredienser	Aqua, Glycerin, Hydroxethylcellulose, Citric Acid, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.
Volym, brutto	250 ml
Märkningar	CE
CE-klass	Klass I
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	30 månader
Hållbarhet, öppnad	12 månader
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

### Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	15 st	28.5 cm	27 cm	15 cm	5703538437434
st	1 st				5703538437410



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.

